

Solución de limpieza de electrodo para propósitos generales, botella de 500 mL

HI 7061L



Descripción

Limpie la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

HANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

Especificaciones

Aplicación	propósitos generales
Paquete	botella de 500 mL